

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-6214-p-2356.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami 6214

Numer katalogowy **6214**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana jest z trzech, różnych warstw oddychających materiałów (bawełna, pianka, poliester). Materiał użyty do produkcji pasa jest półelastyczny, jego struktura zapewnia maksymalną, możliwą do uzyskania przewiewność. Łatwy w zakładaniu, wygodny w użyciu, system dociągowy taśm stabilizacyjnych. Taśmy są zapinane na velcro, które dzięki odpowiedniej konstrukcji mogą być dopasowane na długość do każdego pacjenta indywidualnie. Elastyczne taśmy pozwalają regulować siłę naciągu i przylegania pasa według indywidualnych potrzeb pacjenta. Zapięcia boczne pasa zaprojektowano tak by łatwo dopasować gorset. Taśmy dociągowe posiadają dodatkowe szlufki ułatwiające zapinanie i odpinanie, szczególnie przydatne osobom ze słabą sprawnością manualną. Pas posiada w części tylnej cztery fiszbiny, z których dwie są twardsze a dwie miękkie i mogą być stosowane zamiennie lub razem. W części przedniej znajdują się stalki, które zapobiegają zwijaniu się pasa oraz wspierają powłoki brzuszne zwiększając poprzez to siłę stabilizacji. Odpowiednio ukształtowana ściana przednia gorsetu zapewnia właściwe przyleganie u osób z rozciągniętymi powłokami brzuszными.

Zalecenia:

rozciągnięte powłoki brzuszne, dolegliwości bólowe dolnej partii pleców na tle pogłębionego przodowygięcia kręgosłupa lędźwiowego, zmiany zwyrodnieniowe, choroby krążka międzykręgowego, pooperacyjnie.

Zastosowanie:

dobre podparcie w części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa, dzięki przewiewności i miękkości materiału gorset jest bardzo lekki oraz wygodny w noszeniu.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 26 cm.

Wysokość z tyłu: 28 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Obwód bioder w najszerszym miejscu (cm)	90-100	100-110	110-120	120-132	132-144

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL