

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-bod-100-p-2428.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami BOD-100

Numer katalogowy **BOD-100**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Bodyostec wykonany jest z cienkiego i oddychającego materiału posiadającego domieszki Lycry (różna elastyczność zależna od okolicy ciała), inna w okolicy piersiowej, inna w okolicy kręgosłupowej gdzie umieszczony jest termoplastyczny panel stabilizujący. Część pod panelem stabilizującym, od strony ciała, wyłożona jest miękkim materiałem frotte. Dzięki takiej konstrukcji gorset idealnie dopasowuje się do ciała i jest bardzo wygodny w noszeniu. Zapewnia funkcje podporowo-stabilizacyjne, co gwarantuje odciążenie struktur kręgosłupa. Do zapinania wykorzystano zamki błyskawiczne oraz duże taśmy, które gwarantują łatwą obsługę przez pacjentów geriatrycznych. Bodyostec jest bardzo lekki.

Zastosowanie:

Osteoporosis, Arthritis, zmiany degeneracyjne, dolegliwości więzadłowe.

Dostępne (inne) modele:

BOD-100T (z dociągami), BOD-100TVL (z trakcją lędźwiową).

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

standardowe rozmiary dla osób o wzroście od 150 do 170 cm.

ROZMIAR	85	90	95	100	105	110	115	120
Obwód bioder (cm)	81-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 115 , 120 , 85 , 90 , 95

Model: BOD-100T , BOD-100TVL