

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-bod-100t-p-2430.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami BOD-100T

Numer katalogowy **BOD-100T**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orliman zaprojektował i wykonał nowy typ gorsetu Bodyostec, zawiera dodatkowe dociągi w części lędźwiowej. Materiał, z którego wykonano gorset jest bardzo cienki i elastyczny (domieszki Lycry), w części przylegającej do ciała pod panelem stabilizującym znajduje się miękkie wykończenie frotte. Dzięki systemowi stabilizacji lędźwiowo-brzuszej ulegają zmniejszeniu dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Model ten jest przeznaczony dla osób z rozciągnięciem powłok brzusznych, jest on również wyposażony w wymowany panel termoplastyczny, który zapewnia funkcje podporowo-stabilizacyjne, co gwarantuje odciążenie struktur kręgosłupa. Bodyostec jest bardzo lekki.

#### Zastosowanie:

Osteoporosis, zmiany degeneracyjne, Arthritis, dolegliwości więzadłowe.

#### Dostępne (inne) modele:

BOD-100 (bez dociągów),  
BOD-100TVL (z trakcją lędźwiową).

**Kolor:**beż.

#### Tabela - rozmiary:

standardowe rozmiary dla osób o wzroście od 150 do 170 cm.

ROZMIAR	85	90	95	100	105	110	115	120
Obwód bioder (cm)	81-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 115 , 120 , 85 , 90 , 95

**Model:** BOD-100 , BOD-100TVL