

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-bod-100tvlp-2436.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami BOD-100TVL

Numer katalogowy **BOD-100TVL**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza piersiowo-lędźwiowa z termoformowaną płytą na plecy, trakcją lędźwiową, wsparciem powłok brzusznych i okolicą piersiową z Lycry co czyni body lżejszym i cieńszym.

#### Wskazania:

osteoporoza, procesy zwyrodnieniowe, zapalenie stawów, obniżone napięcie mięśniowe, bóle pleców oraz w każdym przypadku kiedy konieczne jest wsparcie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego.

#### Dostępne (inne) modele:

BOD-100 (bez dociągów),  
BOD-100T (z dociągami).

**Kolor:**beż.

#### Tabela - rozmiary:

standardowe rozmiary dla osób o wzroście od 150 do 170 cm.

ROZMIAR	85	90	95	100	105	110	115	120
Obwód bioder (cm)	81-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 115 , 120 , 85 , 90 , 95

**Model:** BOD-100 , BOD-100T