

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-ct1001meska-ct1002damska-p-2446.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami CT1001(męska) / CT1002(damska)

Numer katalogowy	CT1001(MĘSKA)/CT1002(DAMSKA)
Producent	Orliman

Opis produktu

Gorset piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy posiada 4 milimetrowej grubości panele termoplastyczne o niskiej gęstości umieszczone w specjalnych kieszeniach, z których mogą być łatwo wyciągnięte, w celu umycia bądź domodelowania w części przedniej znajduje się regulowana na wysokość szyna połączona z wkładką brzuszną oraz opierająca się na klatce piersiowej, która zapewnia mocniejszą stabilizację tułowia wkładki termoplastyczne mogą być domodelowywane za pomocą nagrzewnicy, po wcześniejszym wyjęciu z gorsetu część lędźwiowa gorsetu zapewnia 15 stopniową lordozę lędźwiową całość jest stabilizowana i zapinana taśmami velcro.

Zalecenia:

sytuacje wymagające unieruchomienia kręgosłupa, takie jak przed i po operacjach złamania kręgosłupa przepukliny dyskowe osteoporoza spondylolysis, spondylolisthesis, spondyloarthropathy, bolesne skoliozy dziecięce, etc. uszkodzenia więzadeł kręgosłupa zmiany nowotworowe kręgosłupa profilaktyka stenozy kanału kręgowego u pacjentów leżących.

Działanie:

dzięki obu płytom termoplastycznym, taśmom dociągowym oraz przedniej szynie piersiowej gorset doskonale unieruchamia, może być stosowany dla pacjentów leżących.

Dostępne (inne) modele:CT1002 - wersja damska

Kolor:szary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: CT1001 , CT1002