

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-evotec-ev-101201301-30-cm-p-2373.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami EVOTEC® EV-101/201/301 (30 CM)

Numer katalogowy **EV-101/201/301**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Wykonana z materiału o silnie zwartej strukturze, który generuje 50% więcej kompresji w porównaniu z typowym materiałem stosowanym w tego typu pasach. Elementy pasa są łączone przy użyciu techniki nie wymagającej szycia, co jest gwarancją braku otarć na skórze u osób użytkujących pas.

Zastosowanie:

Spondyloarthrosis, Spondylolisis (kręgoszczelina), Lumbago, Lumbosciatica (ischias), zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, przed i po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych, choroby krążka międzykręgowego.

Działanie:

silne podparcie lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa, doskonałe dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny w stosowaniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

Dopasowanie:

sztywniki dzięki swojemu kształtowi i użytemu do ich wykonani materiałowi, łatwo dopasowują się do anatomii ciała. Specjalne uchwyty na palce powodują, że pas jest łatwy w zakładaniu dla pacjentów z dysfunkcjami dłoni oraz dla pacjentów geriatrycznych.

Kolor:EV-101(szary) / EV-201(beż) / EV-301(czarny).

Wysokość z przodu:18 cm.

Wysokość z tyłu:30 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS

Kolor: beżowy , czarny , szary