

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-fx-212-p-2420.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami FX-212

Numer katalogowy **FX-212**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z półelastycznego wzbogacanego bawełną materiału, posiada: łatwo dopasowujące się do kształtów anatomicznych ciała stalki, system taśm dociągowych zwiększający siłę dociągu, zapinany jest na velcro.

Zastosowanie:

Lumbalgia, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, choroby krążka międzykręgowego, pooperacyjnie.

Działanie:

silne przyleganie i podparcie, dzięki użytemu oddychającemu materiałowi pas bardzo dobrze przylega i jest przyjemny w kontakcie z ciałem. System zapinania taśm BERNALA gwarantuje zwielokrotnienie siły pacjenta podczas dociągania taśm gwarantując odpowiednie dopasowanie pasa.

Długość:39 cm.

Kolor:beż.

Wysokość z przodu:25 cm.

Wysokość z tyłu:32 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL