

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-fx-213-p-2421.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami FX-213

Numer katalogowy

**FX-213**

Producent

**Orliman**

### Opis produktu

Gorset lędźwiowo-piersiowy wykonany z półelastycznego wzbogacanego bawełną materiału, posiada: łatwo dopasowujące się do kształtów anatomicznych ciała stawkę, system taśm dociągowych zwiększający siłę dociągu, zapinany na velcro.

#### Zastosowanie:

Dorsalgia, Osteoporoza, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, choroby krążka międzykręgowego, pooperacyjnie, może być stosowany w przypadku przeciwwskazań do zastosowania gorsetu Jewett'a.

#### Działanie:

silne przyleganie i podparcie, dzięki użytemu oddychającemu materiałowi pas bardzo dobrze przylega i jest przyjemny w kontakcie z ciałem. System zapinania taśm BERNALA gwarantuje zwielokrotnienie siły pacjenta podczas dociągania taśm gwarantując odpowiednie dopasowanie gorsetu.

**Kolor:**beż.

**Wysokość z przodu:**30 cm.

**Wysokość z tyłu:**51 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5	XXXL/6
Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL