

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-fx-215-p-2423.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami FX-215

Numer katalogowy **FX-215**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Gorset lędźwiowo-piersiowy wykonany z półelastycznego wzbogacanego bawełną materiału, posiada: łatwo dopasowujące się do kształtów anatomicznych ciała stalki, system taśm dociągowych zwiększający siłę dociągu, zapinany na taśmy velcro. Specjalny krój przedniej ściany gorsetu dla osób z rozciągnięciem powłok brzusznych.

Zastosowanie:

Dorsalgia, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, choroby krążka międzykręgowego, pooperacyjnie, rozciągnięcie powłok brzusznych, gorset może być stosowany w przypadku przeciwwskazań do zastosowania gorsetu Jewett'a.

Działanie:

silne przyleganie i podparcie, dzięki użytemu oddychającemu materiałowi pas bardzo dobrze przylega i jest przyjemny w kontakcie z ciałem. System zapinania taśm BERNALA gwarantuje zwielokrotnienie siły pacjenta podczas dociągania taśm gwarantując odpowiednie dopasowanie pasa.

Kolor:beż.

Wysokość z przodu:30 cm.

Wysokość z tyłu:51 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL