

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-lt-290-p-2366.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami LT-290

Numer katalogowy

**LT-290**

Producent

**Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału, posiada dwie tylne skrzyżowane taśmy, tylne elastyczne sztywniki, zapinana jest na velcro. Ponadto pas wyposażony jest w dodatkową, możliwą do usunięcia, wkładkę lędźwiową podnoszącą miejscowo ciepłość ciała.

#### Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, przed i pooperacyjnie.

#### Działanie:

podparcie części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, doskonałe anatomiczne dopasowanie do ciała, wygodny w stosowaniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

**Kolor:** beż.

**Wysokość z przodu:** 20 cm.

**Wysokość z tyłu:** 32 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXS