

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-lt-310-p-2369.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami LT-310

Numer katalogowy **LT-310**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału, posiada: tylne podwójne, skośnie ułożone taśmy dociągowe zapinane z przodu, półelastyczne sztywne tylne, zapięcie na taśmę velcro, dodatkową wkładkę lędźwiową podnoszącą miejscowo ciepłotę ciała, która w razie potrzeby może być łatwo usunięta przez użytkownika. Zaletą pasa jest jego wysokość 32 cm.

Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), Spondylolysis (kręgoszczelina), Spondyloarthrosis osłabienie mięśni, zmiany degeneracyjne, choroby krążka międzykręgowego.

Działanie:

silne podparcie lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa, doskonałe dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny w noszeniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

Kolor:beż.

Wysokość z przodu:20 cm.

Wysokość z tyłu:32 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS