


Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-lt-320r-p-2370.html>



## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami LT-320R

Numer katalogowy **LT-320R**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Lędźwiowo-piersiowy gorset wykonany z oddychającego materiału, posiada: krótkie stalki tylne, dwie pary (miękkie i twarde) wymiennych sprężystych stalowych szyn podpierających część piersiową kręgosłupa, taśmy barkowe służące do ściągnięcia łopatek w tył i dzięki temu prostowaniu części piersiowej kręgosłupa. Taśmy zapinane są na velcro. W zestawie także pochewki osłonowe na taśmy barkowe mające zapobiegać powstawaniu otarć pod pachami.

#### Zastosowanie:

Dorsalgia, Lumbalgia, Lumbosciatica (ischias), Spondyloarthrosis, osłabienie i atonia mięśniowa, zmiany degeneracyjne.

#### Działanie:

silne podparcie części lędźwiowo-piersiowej kręgosłupa, bardzo dobre dopasowanie do anatomii ciała pacjenta przy różnych deformacjach kręgosłupa i tułowia.

#### Zakładanie:

taśmy należy opuścić z przodu barków, następnie przeciągnąć pod pachami, skrzyżować na plecach, a na końcu zapiąć na podbrzuszu, nad spojeniem łonowym.

**Kolor:**beż.

**Wysokość z przodu:**20 cm.

**Wysokość z tyłu:**54 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXS