

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-lt-330-p-2371.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami LT-330

Numer katalogowy

LT-330

Producent

Orliman

Opis produktu

Lędźwiowo-piersiowy gorset wykonany z oddychającego materiału, posiada: krótkie stalki tylne, dwie pary (miękkie i twarde) wymiennych sprężystych stalowych szyn podpierających część piersiową kręgosłupa, taśmy barkowe służące do ściągnięcia łopatek w tył i dzięki temu prostowaniu części piersiowej kręgosłupa. Taśmy zapinane są na velcro. W zestawie także pochewki osłonowe na taśmy barkowe mające zapobiegać powstawaniu otarć pod pachami.

Zastosowanie:

dolegliwości bólowe w przebiegu Scoliosis, Kyphosis, Lordosis, ochrona przed przeciążeniami piersiowej i lędźwiowej części kręgosłupa.

Działanie:

silne podparcie lędźwiowe, taśmy piersiowe powodują cofnięcie barków i wyprost w części piersiowej kręgosłupa, bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów.

Zakładanie:

taśmy należy opuścić z przodu barków, następnie przeciągnąć pod pachami, skrzyżować na plecach, a na końcu zapiąć na podbrzuszu, nad spojeniem łonowym.

Kolor:beż.

Wysokość z przodu:20 cm.

Wysokość z tyłu:54 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS