

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-sd100-p-2424.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami SD100

Numer katalogowy **SD100**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Star Brace® Dynamic to pósztywna i dynamiczna orteza wykonana z oddychającego, dwuwarstwowego materiału welurowego z wyściółką poliamidową i nowym rodzajem oddychającego materiału Poromax®. Zapewnia wentylację i absorpcję wilgoci, zawierając jednocześnie unikalne antybakteryjne rozwiązanie Thermytex, które zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Część lędźwiowa obejmuje wewnętrzną wkładkę termoplastyczną pokrytą wyściółką, natomiast po stronie zewnętrznej znajduje się termoplastyczny stelaż z nowoczesnym systemem naciągowym. Pociągnięcie za linki dociągowe umożliwia dowolne i dokładne dopasowanie nacisku i stabilizacji w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i brzucha. Zakończenia linek dociągowych zostały oznaczone kolorami w celu łatwego i odpowiedniego zapinania i rozpinania gorsetu.

Wskazania:

lumbago, rwa kulszowa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo- -krzyżowego, zwiotczenie i osłabienie mięśni, w terapii przed- i pooperacyjnej, dyskopatii, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, kręgoszczelinie.

Kolor:szary.

Wysokość z przodu:18 cm.

Wysokość z tyłu:27 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód bioder w najszerszym miejscu (cm)	75-85	85-95	95-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL