


Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurowka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-sd103-sd104-p-2426.html>

## Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami SD103/ SD104



Numer katalogowy	<b>SD103/SD104</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Star Brace® Dynamic Fix to sztywna orteza wykonana z oddychającego, dwuwarstwowego materiału welurowego z wyściółką poliamidową i nowym rodzajem oddychającego materiału Poromax®. Zapewnia wentylację i absorpcję wilgoci, zawierając jednocześnie unikalne antybakteryjne rozwiązanie Thermytex, które zapobiegają rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Część lędźwiowa obejmuje moduł, uformowany z materiału termoplastycznego niskiej gęstości, który jest pokryty wyściółką, umocowany jest on wewnątrz gorsetu za pomocą velcro. Po stronie zewnętrznej znajduje się termoplastyczny stelaż z nowoczesnym systemem naciągowym. Pociągnięcie za linki dociągowe umożliwia dowolne i dokładne dopasowanie nacisku i stabilizacji w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i brzucha. Zakończenia linek dociągowych zostały oznaczone kolorami w celu łatwego i odpowiedniego zapinania i rozpinania gorsetu. System jest również wyposażony w płytę stabilizującą okolice brzuszna. Moduł lędźwiowy i płyta stabilizacyjna brzuszna mogą być odczepiane, dzięki czemu uzyskujemy półsztywny gorset lędźwiowy.

#### Wskazania:

dyskopatia, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, kręgoszczelina ze stabilnością lub brakiem stabilności, urazy, złamania kompresyjne, choroba degeneracyjna dysków, zrosty pooperacyjne, przewlekła choroba mięśni, leczenie przerzutów nowotworowych do kręgosłupa.

**Kolor:**szary.

**Wysokość z przodu:**18 cm (SD103), 23 cm (SD104).

**Wysokość z tyłu:**30 cm (SD103), 30 cm (SD104).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód bioder w najszerszym miejscu (cm)	75-85	85-95	95-110	110-125

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

