

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-na-golen-i-stopę-orliman-pediatric-afo-op1195-di-p-2525.html>



## Orteza sztywna lub półsztywna na goleń i stopę ORLIMAN PEDIATRIC AFO OP1195 D/I

Numer katalogowy	<b>OP1195 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Orteza wykonana z materiału termoplastycznego, zawiera anatomicznie wyprofilowaną część wewnętrzną przylegającą bezpośrednio do stopy i podudzia oraz część zewnętrzną wzmacniającą część podeszwową stopy, okolice pięty oraz 1/4 dalszą podudzia, nakładaną po założeniu części wewnętrznej ortezy. Zapięcia na taśmy velcro, zawiera dodatkowe piankowe wkładki osłonowe.

#### Zastosowanie:

unieruchomienie stawu skokowego w pozycji neutralnej, ograniczenie przeprostu w stawie kolanowym, osłabienie funkcji mięśni zginających stopę grzbietowo i/lub podeszwowo, porażenia.

#### Dobór:

zalecany jest taki dobór ortezy aby pomiędzy palcami a końcem ortezy pozostał 1 cm zapasu.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Długość stopy (cm) +1cm
1	12.4
2	13.2
3	14
4	15
5	16
6	17.5
7	19
8	21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8