

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-na-golen-i-stopę-orliman-pediatric-afo-op1196-di-p-2526.html>



## Orzeza sztywna lub półsztywna na goleń i stopę ORLIMAN PEDIATRIC AFO OP1196 D/I

Numer katalogowy	<b>OP1196 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Orzeza wykonana z materiału termoplastycznego, zawiera anatomicznie wyprofilowaną część wewnętrzną przylegającą bezpośrednio do stopy i podudzia oraz część zewnętrzną wzmacniającą część podeszwową stopy, nakładaną po założeniu część wewnętrzną ortozy. Zapięcia na taśmy velcro, zawiera dodatkowe piankowe wkładki osłonowe.

#### Zastosowanie:

regulacja ustawienia pronacji lub supinacji stopy, niestabilność stawu skokowego lub innych opłąceń stawowych stopy jako efekt niedowładu lub spastyki mięśniowej, stopa płaska, porażenia.

#### Dobór:

zalecany jest taki dobór ortozy aby pomiędzy palcami a końcem ortozy pozostał 1 cm zapasu.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Długość stopy (cm) +1cm
1	12.4
2	13.2
3	14
4	15
5	16
6	17.5
7	19
8	21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8