

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-na-golen-i-stope-orliman-pediatric-afo-op1197-di-p-2527.html>



Orteza sztywna lub półsztywna na goleń i stopę ORLIMAN PEDIATRIC AFO OP1197 D/I

Numer katalogowy **OP1197 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z materiału termoplastycznego, uformowana zgodnie z anatomią stopy i dystalnej części podudzia, zapinana na velcro, posiada ruchomy zawias znajdujący się w osi stawu skokowego, regulowany ogranicznik zgięcia grzbietowego znajdujący się w okolicy ścięgna Achillesa, w komplecie dodatkowe wkładki osłonowe.

Zastosowanie:

konieczność ograniczenia zgięcia podszwowego stopy, stopa opadająca, stabilizacja stawu skokowego podczas chodzenia, konieczność podparcia łuku podłużnego stopy, poprawa jakości chodu podczas fazy obciążenia i przenoszenia, porażenia.

Dobór:

zalecany jest taki dobór ortezy aby pomiędzy palcami a końcem ortezy pozostał 1 cm zapasu.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Długość stopy (cm) +1cm
1	12.4
2	13.2
3	14
4	15
5	16
6	17.5
7	19
8	21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8