

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-alttex-est-091-di-p-2327.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę ALTTEX® EST-091 D/I

Numer katalogowy	EST-091 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator wykonany jest z oddychającego materiału welurowego, zapatrzony w boczno-przyśrodkowe sztywne oraz trójkątne antyrotacyjne zapewniają doskonałą stabilizację stawu skokowego, konstrukcja stabilizatora i materiały użyte do jego produkcji powodują, że produkt doskonale dopasowuje się do każdego rodzaju stopy zapewniając komfort i bezpieczeństwo oraz możliwość zastosowania w prawie każdym rodzaju obuwia, system taśm pozwala na indywidualne dopasowywanie stabilizatora do stopy pacjenta, obie taśmy tylna oraz okrężna zabezpieczają sztywne przez przemieszczaniem się w czasie intensywnych ruchów w stawie. Taśma antyszpotawiająca pozwala kontrolować patologiczny ruch w stawie, który jest bardzo częstą przyczyną zwichnięć oraz innych kontuzji związanych z aktywnością sportową.

Zastosowanie:

chroniczne niewydolności tkanek miękkich (nawracające zwichnięcia), w profilaktyce kontuzji sportowych, w rehabilitacji pooperacyjnej oraz w zwichnięciach 1 i 2 stopnia.

Działanie:

taśma antyszpotawiająca zapewnia ochronę przed nadmiernymi ruchami pronacyjnymi w stawie skokowym i stopy, które są główną przyczyną zwichnięć oraz innych kontuzji sportowych, użytkownik dzięki tej taśmie może indywidualnie regulować siłę dociągu w celu uzyskania żądanego poziomu stabilizacji. Tylny pasek umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy i chroni oba sztywne przed przemieszczaniem się podczas intensywnej aktywności ruchowej. Produkt charakteryzuje się doskonałym anatomicznym dopasowaniem zawiera sztywne stabilizujące boczno-przyśrodkowo oraz trójkątną taśmę które współdziałają zapobiegają niekontrolowanym i nadmiernym ruchom w stawie skokowym i stopie, mogącym doprowadzić do kontuzji.

Pakowanie:D-prawy / l-lewy.

Kolor:czarno-pomarańczowy.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód 2 cm nad kostką (cm)	17-20	20-25	25-30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy