

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-est-087długa-est-088krótka-p-2338.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę EST-087(długa) / EST-088(krótka)

Numer katalogowy **EST-087(DŁUGA) / EST-088(KRÓTKA)**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Lekki but marszowy, ustawia stopę względem podudzia w położeniu neutralnym, okolica piety jest otwarta, taśmy dociągowe zabezpieczone są dwoma plastikowymi wkładkami: piszczelową i drugą mocowaną na tylnej powierzchni podudzia, powodują one równomierne rozłożenie nacisku taśm dociągowych na goleni. Materiał użyty do produkcji rękawa stopowo-goleniowego jest oddychający. Podeszwa jest zrobiona z antypoślizgowej gumy, o profilu ułatwiającym chodzenie. Wewnętrzne wyłożenie zapobiega ślizganiu się stopy.

Zastosowanie:

ochrona i stabilizacja po urazach, po interwencjach chirurgicznych, skręcenia uszkodzenia więzadeł, jako alternatywa dla unieruchomienia w gipsie w owrzodzeniach kostek bocznej lub przyśrodkowej, w zapaleniu rozciągnięta podeszwy stopy. Stany chorobowe dotyczące rozciągnięta podeszwy, w których wymagane jest równomierne rozłożenie ciężaru ciała na stopę, unieruchomienie górnego stawu skokowego.

Dostępne (inne) modele:

EST-088 może być zastosowany w urazach skrętnych stawu skokowego leczonych zachowawczo i operacyjnie, w złamaniach w obrębie stopy lub stawu skokowego bez przemieszczenia lub zespolonych wewnętrznie.

Kolor:czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Rozmiar buta	36-39	40-42	43-45
Wysokość ortezy EST-087 (cm)	38	42	42
Wysokość ortezy EST-088 (cm)	27	27	27

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S