

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-tobiplus-est-090-p-2326.html>



## Orteza sztywna lub półsztywna z Tworzywa sztucznego na goleń i stopę TOBIPLUS® EST-090

Numer katalogowy **EST-090**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału typu welur, o strukturze zapewniającej wysoki poziom przewiewności (POROMAX®) wewnątrz tutora znajdują się sztywne boczny i przyśrodkowy, orteza jest sznurowana, posiada także nieelastyczne taśmy dociągowe zapinane na velcro, zapewniające stabilizację boczno-przyśrodkową, dzięki którym możliwe jest kontrolowanie ruchów pronacji i supinacji, ostatnią taśmą zabezpieczającą jest elastyczna taśma nadkostkowa, gwarantująca iż taśmy nieelastyczne nie odepną się w trakcie aktywności sportowej.

#### Zastosowanie:

urazy stawów skokowych takie jak skręcenia, złamania typu małe odpryski kostne, pooperacyjnie oraz jako metoda profilaktyki urazów sportowych.

#### Działanie:

optymalna boczno-przyśrodkowa stabilizacja, jako metoda stabilizacji i środek profilaktyczny w przypadku stanów zapalnych i przewlekłej niestabilności stawu skokowego. Idealna i pewna stabilizacja do sportów, w których typowe są gwałtowne starty i hamowania (np. tenis, koszykówka, bieganie).

**Kolor:**czarno-pomarańczowy.

#### Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR                    | S/1   | M/2   | L/3   |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Obwód 2 cm nad kostką (cm) | 17-20 | 20-25 | 25-30 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S