

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-tp-2100-p-2334.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę TP-2100

Numer katalogowy **TP-2100**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza stopowo-goleniowa z 15 stopniową regulacją pronacji/supinacji, ponadto istnieje możliwość ustawienia stopy od zgięcia podszwowego do grzbietowego w zakresie 75 stopni w przedziałach co 15 stopni. Wewnątrz łuska wyłożona jest miękkim frotowo-bawełnianym materiałem. Zapinana taśmami velcro dodatkowo osłoniętymi miękkimi pelotami, które mają zapobiegać powstawaniu otarć. Uniwersalna na prawą i lewą nogę.

Zastosowanie:

terapia pooperacyjna stawu kolanowego, biodra lub stopy, w sytuacjach gdy niewskazana jest rotacja kończyny dolnej w trakcie przebywania w pozycji leżącej (stopa może być ułożona w pozycji neutralnej, 15 stopni pronacji lub supinacji), kontrola ustawienia kończyny dolnej i stopy u pacjentów przewlekle przebywających w łóżku, jako element zapobiegający powstawaniu deformacji stopy u pacjentów długo przebywających w łóżku, Hemiplegia, porażenie kończyny dolnej, przewlekły ból rozciągna podszwowego stopy (fascitis).

Działanie:

unieruchomienie oraz ustawienie stopy w żądanej pozycji, kontrola położenia stawów kończyny dolnej.

Kolor: biały, granatowa wyściółka.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Rozmiar buta (cm)		32-38	39-44	>44

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL