

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-valfeet-air-2ss-di-p-2317.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę VALFEET® AIR 2SS D/I

Numer katalogowy **2SS D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza stabilizująca staw skokowy składa się z dwóch termoplastycznych sztywników bocznych połączonych wkładką stopowo-podeszwową. Posiada także boczne pompowane komory powietrzne mające na celu zwiększenie stabilizacji i lepsze dopasowanie.

Zastosowanie:

unieruchomienie pourazowe, do leczenia czynnościowego skręceń stawu skokowego, niestabilności, profilaktyka urazów sportowych, zapalenie rozciągnięcia podszwowe, doleczenie po złamaniach w okolicy stawu skokowego.

Działanie:

podparcie, boczno-przyśrodkowa stabilizacja stawu skokowego, pełne zgięcia podszwowe i grzbietowe, możliwość unieruchomienia w pozycji neutralnej przy pomocy dołączonych śrub, komory powietrzne po napompowaniu zapobiegają pogłębianiu się obrzęku, podczas aktywności fizycznej będą sprzyjały jego zmniejszeniu.

Pakowanie:D-prawy / I-lewy.

Kolor:czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Rozmiar buta	35-37	38-40	41-43	44-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

TYP: lewy , prawy