

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-valfeet-xr-1ss-di-p-2318.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę VALFEET® XR 1SS D/I

Numer katalogowy **1SS D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator różni się od wersji Valfeet Air 2SS tylko tym, że zamiast komór powietrznych posiada poduszki piankowe oraz, że nie oddziałuje tak silnie na obrzęki.

Zastosowanie:

unieruchomienie pourazowe, do leczenia czynnościowego skręceń stawu skokowego, niestabilności, profilaktyka urazów sportowych, zapalenie rozciągna podeszwowego, doleczenie po złamaniach w okolicy stawu skokowego.

Działanie:

podparcie, boczno-przyśrodkowa stabilizacja stawu skokowego, pełne zgięcia podeszwowe i grzbietowe, możliwość unieruchomienia w pozycji neutralnej przy pomocy dołączonych śrub.

Pakowanie:D-prawy / I-lewy.

Kolor:czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Rozmiar buta	35-37	38-40	41-43	44-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

TYP: lewy , prawy