

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-goleni-stopę-est-084-z-wkładką-termoplastyczną-p-2325.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na gołęni stopę EST-084 (z wkładką termoplastyczną)

Numer katalogowy **EST-084**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego wykonano z oddychającego półsztywnego materiału tak, by mógł być zastosowany w różnych jednostkach chorobowych jako: zwykły ściągacz, stabilizator pronująco/supinujący staw skokowy, z taśmą dociągową.

Zastosowanie:

urazy u osób starszych, ochrona pooperacyjna po rekonstrukcji więzadeł, uszkodzenia więzadeł pobocznych i przyśrodkowych stawu skokowego, chroniczna niestabilność stawu, Tendomiopatie, proces rehabilitacji.

Działanie:

ucisk, stabilizacja boczno-przyśrodkowa.

Kolor:niebieski.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód 2 cm nad kostką (cm)		19-20	20-23	23-25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS