

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-na-golen-i-stopę-arthrofix-air-p-2942.html>



## Orteza sztywna na goleń i stopę ARTHROFIX AIR

Numer katalogowy	<b>7840</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza ARTHROFIX AIR** stabilizuje staw skokowy i zapobiega supinacyjnym i pronacyjnym skręceniom. Staw skokowy jest usztywniany przez dwie anatomicznie ukształtowane boczne łuski z przyczepianymi na rzep powietrznymi poduszkami. Podczas zakładania ortezy powietrze w komorach poduszek rozdzielane jest tak, aby zapewniało anatomiczne dopasowanie do stawu skokowego z optymalnym usztywnieniem. Działanie ortezy optymalizuje dodatkowo jej noszenie w zabudowanym obuwiu.

#### Wskazania:

- Skręcenie górnego stawu skokowego z naciągnięciem torebki/więzadeł
- Zerwanie więzadła zewnętrznego/wewnętrznego górnego stawu skokowego
- Unieruchomienie w okresie pooperacyjnym (np. po rekonstrukcji więzadła zewnętrznego)

#### Komfort:

Orteza posiada innowacyjny system dopasowania poprzez rozdzielanie powietrza w poduszkach, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia.

**Rozmiar:** tylko jeden rozmiar (uniwersalny)

**Dostępne kolory:** czarny