

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-na-golen-i-stopę-arthrofix-air-p-2942.html>



Orteza sztywna na goleń i stopę ARTHROFIX AIR

Numer katalogowy	7840
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza ARTHROFIX AIR stabilizuje staw skokowy i zapobiega supinacyjnym i pronacyjnym skręceniom. Staw skokowy jest usztywniany przez dwie anatomicznie ukształtowane boczne łuski z przyczepianymi na rzep powietrznymi poduszkami. Podczas zakładania ortezy powietrze w komorach poduszek rozdzielane jest tak, aby zapewniało anatomiczne dopasowanie do stawu skokowego z optymalnym usztywnieniem. Działanie ortezy optymalizuje dodatkowo jej noszenie w zabudowanym obuwiu.

Wskazania:

- Skręcenie górnego stawu skokowego z naciągnięciem torebki/więzadeł
- Zerwanie więzadła zewnętrznego/wewnętrznego górnego stawu skokowego
- Unieruchomienie w okresie pooperacyjnym (np. po rekonstrukcji więzadła zewnętrznego)

Komfort:

Orteza posiada innowacyjny system dopasowania poprzez rozdzielanie powietrza w poduszkach, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia.

Rozmiar: tylko jeden rozmiar (uniwersalny)

Dostępne kolory: czarny