

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-na-golen-i-stope-arthrofix-p-2941.html>



Orteza sztywna na goleń i stopę ARTHROFIX

Numer katalogowy	7075
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza sztywna na goleń i stopę ARTHROFIX służy stabilizacji stawu skokowego. Mocna, warstwowa budowa ortezy oraz układ pasów dociągowych w kształcie ósemki zapewnia ochronę przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej. Jednocześnie orteza stabilizuje i chroni staw skokowy przed odwracaniem (inwersja) oraz nawracaniem (ewersja).

Wskazania:

- Zachowawcze leczenie skręceń stawu skokowego o różnym nasileniu
- Leczenie w okresie pooperacyjnym

Komfort:

Przesuwny przegub oraz wewnętrzna miękka wyściółka zapewniają funkcjonalność i komfort noszenia.

Rozmiar buta

Rozmiar

1	37 - 39
2	40 - 42
3	43 - 45

Dostępne kolory: biały

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3