

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-na-golen-i-stope-arthrofix-p-2941.html>



## Orteza sztywna na goleń i stopę ARTHROFIX

Numer katalogowy	<b>7075</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza sztywna na goleń i stopę ARTHROFIX** służy stabilizacji stawu skokowego. Mocna, warstwowa budowa ortezy oraz układ pasów dociągowych w kształcie ósemki zapewnia ochronę przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej. Jednocześnie orteza stabilizuje i chroni staw skokowy przed odwracaniem (inwersja) oraz nawracaniem (ewersja).

#### Wskazania:

- Zachowawcze leczenie skręceń stawu skokowego o różnym nasileniu
- Leczenie w okresie pooperacyjnym

#### Komfort:

Przesuwny przegub oraz wewnętrzna miękka wyściółka zapewniają funkcjonalność i komfort noszenia.

#### Rozmiar buta

##### Rozmiar

1	37 - 39
2	40 - 42
3	43 - 45

**Dostępne kolory:** biały

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3