


Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-tulowia-prostotrzymacz-am-pes-01-p-2514.html>

Orteza tułowia - prostotrzymacz AM-PES-01

Numer katalogowy **AM-PES-01**

Producent **Reh4Mat**



Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Prostotrzymacz wykonany jest z elastycznych taśm i peloty grzbietowej, wyposażonej w fiszbiny ortopedyczne. Pelota grzbietowa została połączona z elastycznymi taśmami barkowymi, które przechodzą przez ramiona i krzyżują się w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa i zostają zapięte na brzuchu. Taka konstrukcja wyrobu gwarantuje idealne korygowanie wad postawy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Żyłkowa konstrukcja taśm barkowych powoduje, iż nie marszczą się one i przylegają całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta.

Wyrób występuje w kolorach: beż i czarny.

Przeznaczenie

Prostotrzymacz można stosować w przypadkach:

- urazów obojczyka niewymagających interwencji chirurgicznej i ortopedycznej,
- zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa,
- zwiększonej kyfozy piersiowej,
- konieczności przeprowadzenia korekcji niewymagającej interwencji chirurgicznej.

Właściwości

1. **Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** – prostotrzymacz został wykonany ze specjalnej gumy ortopedycznej zawierającej głównie bawełnę, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. **Duża skuteczność stabilizacji** – dzięki zastosowaniu stałek ortopedycznych udało uzyskać się wyjątkową skuteczność stabilizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL