

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-tulowia-sztynna-wysoka-p-2909.html>



## Orteza tułowia sztywna, wysoka

Numer katalogowy	<b>TGO-C WSOT 709</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza tułowia sztywna, wysoka** wykonana jest z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Tylna część gorsetu składa się z fiszbin z tworzywa sztucznego oraz z aluminiowych stalek odciążających i wzmacniających kręgosłup.

Przód ortezy posiada pas zapinany na rzep, regulowane pasy dociągające pozwalające na regulację siły stabilizacji.

Poprzez wykorzystanie tkaniny przestrzennej uzyskano bardzo dobrą stabilizację wraz z trwałością i komfortem użytkowania.

Wysokość jest odpowiednia do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym.

### Wskazania do stosowania ortezy:

- ostre zespoły bólowe w odcinku piersiowym oraz lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
- zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym, lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
- dyskopatia
- ZZSK
- kręgozmyk
- osteoporoza
- złamanie patologicznych kręgów
- złamanie osteoporotyczne kręgosłupa
- zespoły korzeniowe i neuropatyczne
- procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu
- w leczeniu pooperacyjnym
- w procesie rehabilitacji pourazowej

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL