

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-unieruchamiajaca-palce-am-sp-03-p-2232.html>

Orteza unieruchamiająca palce AM-SP-03



Numer katalogowy **AM-SP-03**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Złamanie palca

Palce ręki zapewniają nam funkcję chwytłą, pozwalają dotykać przedmioty i oddziaływać z otoczeniem, przez co są narażone na częste urazy: od zwykłego stłuczenia począwszy, poprzez zwichnięcie i na złamaniu kości skończywszy.

Złamania palca nie sposób nie zauważyć – zazwyczaj wiąże się to z jego skrzywieniem (zwichnięciem) i opuchlizną. Pacjent nie może poruszać palcem a każdy, nawet najmniejszy ruch, powoduje ogromny ból.

Do złamania dochodzi zazwyczaj na skutek mechanizmu bezpośredniego i zwykle u osób wykonujących czynności fizyczne.

Złamania palców II-V dzielimy na:

- złamania trzonu (spiralne, poprzeczne, skośne)
- złamania awulsyjne
- złamania śródstawowe

Palce II-V składają się z 3 **paliczków** i każdy z nich może ulec złamaniu. Złamania palców można leczyć operacyjnie lub zachowawczo, za pomocą unieruchomienia. Do tego celu używa się Aparatu Stacka, szyny aluminiowej, opatrunków gipsowych lub tradycyjnego drewnianego patyczka. Każdy z tych sposób jest dość niekomfortowy dla Pacjenta.

W celu zwiększenia komfortu leczenia, REH4MAT stworzył **innowacyjną ortezę unieruchamiającą palce AM-SP-03**. Orteza jest bardzo lekka i komfortowa, a jej kształt w formie pętli, pozwala na precyzyjne unieruchomienie odpowiedniej części palca.

Charakterystyka produktu

Orteza palców AM-SP-03 została wykonana z miękkiego strukturalnego surowca **UniPren**. Jest to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej

kompresji.

Orteza AM-SP-03 doskonale separuje unieruchomione palce od siebie, nie powodując otarć i odleżyn. Elastyczność materiału pozwala na dynamiczne i pewne ustabilizowanie złamanego bądź stłuczonego palca. Wnętrze ortezy zostało pokryte specjalnym **antymigracyjnym materiałem**, uniemożliwiającym przesuwanie się ortezy.

UniPren to materiał samoszczepny, dzięki czemu możesz dowolnie regulować obwód ortezy i dopasować ją do każdego kształtu palców.

W trakcie leczenia, gdy opuchlizna zniknie, wystarczy tylko zmniejszyć obwód ortezy i cieszyć się pełną stabilizacją.

UniPren to materiał wodoodporny, dlatego nie ma konieczności zdejmowania ortezy w trakcie kąpieli!

Orteza palca AM-SP-03 ma budowę pętli, która stabilizuje chory palec obok zdrowego, co zapobiega przekręcaniu się ortezy.

Opakowanie jednostkowe wyrobu zawiera 3 sztuki jednej szerokości (2,5cm, 2,0cm, 1,5cm)

Przeznaczenie

- Złamanie palców II-V
- Zwinięcie palców II-V
- Przy uszkodzeniach prostowników palców II-V
- Przy uszkodzeniach ścięgien mięśni palców II-V