

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-unieruchamiajaca-staw-kolanowy-protectknee-immobilizer-universal-p-7928.html>



Orteza unieruchamiająca staw kolanowy protect.Knee immobilizer universal

Numer katalogowy **9840**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizacja 0°

Wskazania

- pooperacyjne unieruchomienie
- przedoperacyjne stany bólowe
- stan po zwichnięciu rzepki
- po uszkodzeniu więzadeł

Zasada działania

unieruchomienie kolana w pozycji 0°

Właściwości

- indywidualne dopasowanie do obwodu nogi
- wyciągane szyny stabilizujące przyśrodkowa, boczna i tylnia
- przyjemny, przyjazny skórze materiał,
- łatwy do prania

protect.Knee immobilizer universal

rozmiar uniwersalny długość 40cm
5.652.S49

długość 50 cm
5.652.S59

długość 60 cm
5.652.S69

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 40 cm , 50 cm , 60 cm