

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-unieruchamiajaca-staw-ramienny-z-rotacja-as-15medical-p-1922.html>



Orteza unieruchamiająca staw ramienny z rotacją AS-15°MEDICAL

Numer katalogowy	MY275201
Producent	Meyra Medical

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Orteza unieruchamiająca staw ramienny z rotacją. Orteza zapewniająca ułożenie stawu barkowego w odwiedzeniu 15° i rotacji wewnętrznej. Konstrukcja ortezy zapewnia odciążenie stawu kończyny na talię i bark przeciwny.

Pooporacyjnie po złamaniach i endoprotezoplastyce, złamania kości ramiennej, zwichnięcia.

CECHY PRODUKTU

- miękko wyściełane ujęcie przedramienia
- anatomicznie wyprofilowana poduszka odwodząca
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego łokcia
- poduszkę można czyścić oddzielnie
- kolor: niebieski

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 - 36	36 - 42	42 - 28

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3