

Link do produktu: <https://akmed.pl/ortezy-kolana-genu-direxa-8356-p-7363.html>



Ortezy kolana Genu Direxa 8356

Numer katalogowy	9524
Producent	Ottobock

Opis produktu

Stabilizacja kolana

W razie dolegliwości kolan z towarzyszącym im niewielkim do umiarkowanego uczuciem niestabilności (wiotkość więzadła), orteza pomaga ustabilizować kolano, łagodzi ból i przywraca poprawne funkcjonowanie stawów. Dobrze kontrolowana kompresja poprawia funkcję sensoryczno-motoryczną - lepiej wyczujesz, co dzieje się w twoim kolanie i będziesz czuć się bezpieczniej.

Aby upewnić się, że czujesz się komfortowo nawet podczas noszenia ortezy kolana przez dłuższy okres czasu, materiał od wewnątrz jest bardzo miękki i przyjemny - szczególnie we wrażliwym zagłębieniu kolana.

Orteza Genu Direxa jest dostępna w wersji otwartej i zamkniętej.

Korzyści w skrócie:

Wersja 1 - otwarta

Wersję otwartą można całkowicie otworzyć i owinąć wokół nogi. Jeśli występuje opuchlizna lub mobilność jest ograniczona, to odpowiednia wersja produktu dla Ciebie.

Wersja 2 - zamknięta

Wersję zamkniętą zakłada się od góry, podobnie jak spodnie. Uchwyt w górnej części pozwala ustawić ortezę poprawnie.

Ciasne dopasowanie

Miękki materiał TriTech zapewnia przyjemny komfort noszenia i jednocześnie sprawia, że orteza nie przesuwa się na nodze.

Nadaje się do uprawiania sportu

Ortezy posiadają dwie kieszenie z aluminiowymi szynami z obu stron połączone ze sobą zawiasem, dzięki czemu nadają się do uprawiania sportów kontaktowych.

Wskazania:

- Ból kolana z łagodną do umiarkowanej wiotkości więzadeł i / lub łagodnym do umiarkowanego poczuciem niestabilności
- Pourazowa i pooperacyjna niestabilność i / lub uczucie niestabilności
- Gonartroza z początkową do umiarkowanej niestabilności więzadeł i / lub niewielkim lub umiarkowanym uczuciem niestabilności (głównie dotyczące więzadła krzyżowego)
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Zespół bólu rzepkowo-udowego (np. chondromalacja rzepki, chondropatia rzepki, choroba zwyrodnieniowa rzepki)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: otwarta , zamknięta