

Link do produktu: <https://akmed.pl/ovation-gen-2-walker-orteza-stopowo-goleniowa-p-1844.html>



## OVATION GEN 2 WALKER

### Orteza stopowo - goleniowa

Numer katalogowy **OV1000**

Producent **Qmed**

## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE

- Urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni.
- Skręcenia stawu skokowego II i III stopnia.
- Doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

### CECHY PRODUKTU

- Rama buty wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnionego nylonem.
- Wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu.
- Bez dodatku lateksu.
- Unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni.
- Kolor czarno-niebieski.
- Uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L
Rozmiar buta	34-36	37-39	40-44	45-47

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS