

Link do produktu: <https://akmed.pl/ovation-gen-2-walker-orteza-stopowo-goleniowa-krotka-p-1843.html>



OVATION GEN 2 WALKER Orteza stopowo - goleniowa krótka

Numer katalogowy **OV1010**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

- Urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego i stopy.
- Doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

CECHY PRODUKTU

- Rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnionego nylonem.
- Wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu.
- Bez dodatku lateksu.
- Unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni.
- Kolor czarno-niebieski.
- Uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L
Rozmiar buta	34-36	37-39	40-44	45-47

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS