

Link do produktu: <https://akmed.pl/ovation-hybrid-night-splint-orteza-na-opadajaca-stope-p-1845.html>



## OVATION HYBRID NIGHT SPLINT Orteza na opadającą stopę

Numer katalogowy **OV3001**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

- Zapalenie rozciągnięta podeszwowego.
- Porażenie nerwu strzałkowego.
- Stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.

#### CECHY PRODUKTU

- Rama wykonana z polipropylenu.
- Wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szcztokowanego nylonu.
- Bez dodatku lateksu.
- Dzięki zastosowaniu pasów dociągowych oraz unikatowemu systemowi doboru kąta zgięcia, orteza zapewnia niezbędne wsparcie oraz komfort noszenia.
- Kolor czarno-niebieski.
- Uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
S-M	39-42,5	37,5-42,5
L-XL	43-49	43-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 37,5-42,5 , 39-42,5 , 43-48 , 43-49