

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/owijany-stabilizator-kolana-p-3375.html>



Owijany stabilizator kolana

Numer katalogowy **57637**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji
- fiszbiny wspomagają boczna stabilizację stawu kolanowego
- miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
- lekki i wygodny w codziennym użytkowaniu

Zastosowanie

- łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego
- stany zapalne ścięgien rzepki
- lekkie niestabilności kolana
- odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Uniwersalny rozmiar Mierzyć obwód kolana w środkowej części (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4539