

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:59

Link do produktu: <https://akmed.pl/owijany-usztywniacz-kolana-p-3376.html>

## Owijany usztywniacz kolana



Numer katalogowy	<b>53457</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

- owijana konstrukcja zapewnia regulowany nacisk i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie
- miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
- otwór na rzepkę utrzymuje ją w jednej pozycji

### Zastosowanie

- stany zapalne różnego pochodzenia
- niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- ochrona podczas aktywności sportowej

**Uniwersalny rozmiar** Mierzyć obwód kolana w środkowej części (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)  
Ulepszona wersja modelu NR 4532