
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:03

Link do produktu: <https://akmed.pl/owijany-usztywniacz-kolana-p-3376.html>

Owijany usztywniacz kolana



Numer katalogowy	53457
Producent	Mueller

Opis produktu

- owijana konstrukcja zapewnia regulowany nacisk i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie
- miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
- otwór na rzepkę utrzymuje ją w jednej pozycji

Zastosowanie

- stany zapalne różnego pochodzenia
- niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- ochrona podczas aktywności sportowej

Uniwersalny rozmiar Mierzyć obwód kolana w środkowej części (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4532