

Link do produktu: <https://akmed.pl/owijany-usztywniacz-kolana-z-regulowanymi-zawiasami-p-3321.html>



Owijany usztywniacz kolana z regulowanymi zawiasami

Numer katalogowy **5533**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Idealny ochraniacz dla słabych lub uszkodzonych kolan potrzebujących maksymalnego usztywnienia środkowego/ bocznego i jednocześnie nie krepujący ruchów. „Owijana” konstrukcja pozwala na łatwe założenie i zdejmowanie, a otwarty tył zapobiega zwijaniu się ochraniacza pod kolanem. Wspomaganie rzepki kolanowej stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji. Regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk. Oprawione krawędzie i gładkie szwy zapobiegają powstawaniu podrażnień i otarć.

Rozmiar dobieramy po zmierzeniu obwodu środka kolana.

SM 30-35 cm	MD 35-40 cm	LG 40-45 cm	XL 45-50 cm	XXL 50-55 cm
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL , XXL