

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/owijany-usztywniacz-kolana-z-zawiasami-p-3256.html>



Owijany usztywniacz kolana z zawiasami

Numer katalogowy **3333**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Idealny ochraniacz dla słabych lub uszkodzonych kolan potrzebujących maksymalnego usztywnienia środkowego/ boczego i jednocześnie nie krepujący ruchów. „Owijana” konstrukcja pozwala na łatwe założenie i zdejmowanie, a otwarty tył zapobiega zwijaniu się ochraniacza pod kolanem. Wspomaganie rzepki kolanowej stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji. Regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk. Oprawione krawędzie i gładkie szwy zapobiegają powstawaniu podrażnień i otarć.

Rozmiar dobieramy po zmierzeniu obwodu środka kolana.

REG
30-40 cm

LG
40-50 cm

XL
50-60 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , REG , XL