

Link do produktu: <https://akmed.pl/owijany-usztywniacz-kolana-z-zawiasami-p-3256.html>



## Owijany usztywniacz kolana z zawiasami

Numer katalogowy	<b>3333</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

Idealny ochraniacz dla słabych lub uszkodzonych kolan potrzebujących maksymalnego usztywnienia środkowego/ bocznego i jednocześnie nie krepujący ruchów. „Owijana” konstrukcja pozwala na łatwe założenie i zdejmowanie, a otwarty tył zapobiega zwijaniu się ochraniacza pod kolanem. Wspomaganie rzepki kolanowej stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji. Regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk. Oprawione krawędzie i gładkie szwy zapobiegają powstawaniu podrażnień i otarć.

### Rozmiar dobieramy po zmierzeniu obwodu środka kolana.

REG 30-40 cm	LG 40-50 cm	XL 50-60 cm
-----------------	----------------	----------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , REG , XL