

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:58

Link do produktu: <https://akmed.pl/p-tape-p-3358.html>

## P tape



Numer katalogowy **17B8-694F3**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

#### Uwaga!

**Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.**

- Bardzo sztywna (odporna na rozciąganie we wszystkich kierunkach)
- Wykonana w 100% z bawełny
- Impregnowana tlenkiem cynku
- Nie zawiera latexu
- Ząbkowane krawędzie ułatwiają oddzielanie
- Bardzo mocny klej
- Doskonała w rehabilitacji sportowej i medycznej

#### Kolor Beżowy

Wymiary  
3,8 cm x 13,7 m

Ilość w opakowaniu  
6 sztuk

Kod promocyjny  
ptape