

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/p-tape-p-3358.html>

P tape



Numer katalogowy **17B8-694F3**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Uwaga!

Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.

- Bardzo sztywna (odporna na rozciąganie we wszystkich kierunkach)
- Wykonana w 100% z bawełny
- Impregnowana tlenkiem cynku
- Nie zawiera latexu
- Ząbkowane krawędzie ułatwiają oddzielanie
- Bardzo mocny klej
- Doskonała w rehabilitacji sportowej i medycznej

Kolor Beżowy

Wymiary
3,8 cm x 13,7 m

Ilość w opakowaniu
6 sztuk

Kod promocyjny
ptape