

Link do produktu: <https://akmed.pl/parapodium-dynamiczne-gym-p-1975.html>

## Parapodium dynamiczne GYM



Numer katalogowy

**PDN**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

#### CECHY PRODUKTU:

- nowoczesna, stabilna i estetyczna konstrukcja,
- właściwa stabilizacja zarówno kończyn jak i tułowia,
- szerokie możliwości regulacyjne umożliwiające dostosowanie urządzenia do potrzeb i stanu funkcjonalnego pacjenta - regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia, wysokości kamizelki, ustawienia uchwytów rąk,
- konstrukcja zapewniająca bezpieczną i prawidłową pozycję stojącą oraz lokomocję (kroczenie) osób z porażeniami kończyn dolnych,
- możliwość regulacji długości kroku,
- otwierany od tyłu pas biodrowy z nowoczesnym i bezawaryjnym zamkiem,
- dodatkowy pas stabilizujący tułów,
- platformy stóp z pasami stabilizującymi i możliwością regulacji położenia,
- regulowane peloty kolan zapewniające stabilizację kończyn dolnych oraz ich prawidłowe obciążenie,
- opcje dodatkowe: uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych.

Szerokość bioder	32 - 57 cm
Głębokość bioder	22 - 37 cm
Szerokość urządzenia	59 - 92 cm
Długość urządzenia	82 - 88 cm
Wysokość	120 - 153 cm
Wzrost	160 - 200 cm
Maksymalne obciążenie	110 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.125	2000