

Link do produktu: <https://akmed.pl/parapodium-mobilne-ze-stolikiem-lub-bez-p-1971.html>

## Parapodium mobilne ze stolikiem lub bez

Numer katalogowy

**PJMP ze stolikiem, PJM bez stolika**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.

#### CECHY PRODUKTU:

- stabilna konstrukcja, umożliwiająca lokomocję bez asysty opiekuna,
- podstawa jezdna oparta na kółkach skrętnych wyposażonych w hamulec,
- urządzenie dostępne w dwóch wariantach kamizelki z i bez wsporników bocznych (wariant bez wsporników przeznaczony dla pacjentów sprawniejszych, nie wymagających wsparcia klatki piersiowej),
- wyposażone w specjalne "majtki" zabezpieczające pacjenta przed upadkiem, w pełni dopasowywane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji,
- separator kończyn dolnych zapobiegający chodowi szczyrkowemu,
- opcje dodatkowe: uchwyty nadgarstkowe, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

| Rozmiar                  | 100          | 125          | 150          | 180          | 200          |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Szerokość kamizelki*     | 21 - 27 cm   | 25 - 35 cm   | 29 - 43 cm   | 37 - 61,5 cm | 37 - 61,5 cm |
| Głębokość kamizelki*     | 16,5 - 21 cm | 20 - 26 cm   | 23 - 34 cm   | 26 - 38 cm   | 29 - 41 cm   |
| Szerokość urządzenia     | 36 - 46 cm   | 40 - 51 cm   | 53 - 69 cm   | 66 - 88 cm   | 66 - 88 cm   |
| Długość urządzenia       | 76 cm        | 77 cm        | 80 cm        | 80 cm        | 80 cm        |
| Wysokość urządzenia      | 64 - 82 cm   | 72 - 91 cm   | 89 - 116 cm  | 115 - 152 cm | 125 - 167 cm |
| Wzrost                   | 85 - 105 cm  | 105 - 125 cm | 125 - 155 cm | 155 - 185 cm | 185 - 205 cm |
| Maksymalna waga pacjenta | 20 kg        | 35 kg        | 70 kg        | 90 kg        | 110 kg       |

\*pomiar bez tapicerki

---

| Słownik kodów | Dopłata |
|---------------|---------|
| P.125         | 2000    |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 125 , 150 , 180 , 200