

Link do produktu: <https://akmed.pl/parapodium-statyczne-gym-p-1969.html>

## Parapodium statyczne GYM



Numer katalogowy

**PSN**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

#### CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączące cechy ortezy TLSO+HKAFO,
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia,
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp z pasami zabezpieczającymi,
- łukowate obejmy kolanowe przednie,
- otwierany od tyłu pas biodrowy,
- cztery koła skrętne, tylne z możliwością blokady,
- nowoczesny design,
- opcje dodatkowe: klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, regulowany pod kątem i na wysokość stolik, możliwość zmiany wszystkich kół na większe (zwiększenie prześwitu), pas tylny.

Szerokość bioder	32 - 57 cm
Głębokość bioder	22 - 37 cm
Szerokość urządzenia	66,5 - 91,5 cm
Długość urządzenia	92 cm
Wysokość urządzenia	122 - 155 cm
Maksymalne obciążenie	110 kg
Wzrost	160 - 200 cm
Słownik kodów	Dopłata
P.125	2000