

Link do produktu: <https://akmed.pl/parapodium-statyczne-ze-stolikiem-i-bez-p-1968.html>

Parapodium statyczne ze stolikiem i bez



Numer katalogowy

PST ze stolikiem, PSS bez stolika

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortozy TLSO+HKAFO,
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia,
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp,
- łukowate obejmy kolanowe przednie,
- otwierany od tyłu pas biodrowy,
- płozy zakończone stopkami,
- szeroki zakres regulacji,
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, element stabilizujący głowę, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

Rozmiar	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia	35 - 50 cm	40 - 53 cm	50 - 62 cm	59 - 83 cm	59 - 83 cm
Długość urządzenia	67 - 87 cm	67 - 87 cm	77 - 101 cm	77 - 101 cm	77 - 101 cm
Wysokość urządzenia	57 - 85 cm	80 - 99 cm	98 - 124 cm	123 - 160 cm	133 - 170 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalna waga pacjenta	20 kg	35 kg	70 kg	90 kg	110 kg

Słownik kodów	Dopłata
P.125	2000

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 125 , 150 , 180 , 200